


Indication

Immunisation active contre la variole chez les adultes

Recommandations HAS



- A titre dérogatoire, ce vaccin est autorisé dans le traitement prophylactique en post-exposition contre la variole du singe chez les adultes et les professionnels de santé exposés à un contact à risque.
- La HAS recommande également la vaccination en pré-exposition des personnes à très haut risque d'exposition à la variole du singe avec une priorisation des populations à vacciner comme suit : les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) rapportant des partenaires sexuels multiples et les personnes trans rapportant des partenaires sexuels multiples, les personnes en situation de prostitution et les professionnels des lieux de consommation sexuelle.

Présentation	IMVANEX SUSP INJ FL 0,5ML
Contenu dans un emballage	IMVANEX® est fourni sous forme de suspension injectable prête à l'emploi dans un flacon (0,5mL). IMVANEX® est disponible en boîte de 20 flacons.
Conservation	• Réception possible à $-80^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ pouvant se conserver 5 ans • Réception possible à $-20^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ pouvant se conserver 2 ans → A utiliser en priorité À conserver dans l'emballage extérieur d'origine à l'abri de la lumière



Prescription

Stratégie vaccinale à titre préventif en pré- et post-exposition :
Administrez une première dose de 0,5mL idéalement dans les 4 jours après le contact à risque et au maximum 14 jours plus tard avec un **schéma à deux doses** (ou **trois doses chez les sujets immunodéprimés**), espacées de 28 jours.



Administration

L'injection du vaccin doit se faire par voie sous-cutanée, de préférence dans le haut du bras (deltoïde).

Ne pas réutiliser ou conserver les reliquats de solution non utilisés.

Une surveillance post-administration doit être effectuée pour le cas rare où surviendrait une réaction anaphylactique après administration du vaccin



**Si signe d'hypersensibilité
→ Déclaration effet indésirable**



Pour déclarer