



## Titration de la spécialité Effentora® :

"Identifier une dose d'entretien optimale pour le traitement des accès douloureux paroxystiques (ADP). Cette dose optimale doit permettre une analgésie adéquate avec un taux acceptable d'effets indésirables"





**ATTENTION :**

- Lors de la phase de titration, jusqu'à 4 comprimés de 100 µg ou 4 comprimés de 200 µg peuvent être utilisés pour traiter un seul ADP (répartir de chaque côté de la bouche les comprimés).
- Lors de la phase de titration, l'accès douloureux paroxystique ne peut être traité par plus de deux prises d'Effentora® à 30 minutes d'intervalle minimum.
- Un **délai d'au moins 4 heures** doit être respecté pour traiter le prochain accès douloureux paroxystique avec Effentora®.

**Lorsque la dose efficace est obtenue avec un taux acceptable d'effets indésirables, on utilisera cette dose pour les ADP ultérieurs c'est ce que l'on appelle le traitement d'entretien :**

- On limite le traitement de 4 ADP maximum par jour, soit quatre doses d'Effentora® maximum.
- Si on dénombre plus de 4 ADP par jour et pendant plus de 4 jours consécutifs, le traitement de fond morphinique doit être réévalué (posologie ou changement de spécialité).
- En cas de modification du traitement de fond morphinique, la dose d'Effentora® doit être réévaluée et réadaptée.